



Intuitive Geräte-Software für Ihre TOC-Workflows: multiWin pro

www.analytik-jena.de/tocology


analytik jena
An Endress+Hauser Company

Das neue Software-Cockpit für Ihren TOC/TN_b-Analysator

Echtzeitergebnisse und alle wichtigen Informationen auf einen Blick, höchste Datenintegrität und intuitive Abläufe – multiWin pro macht Ihre TOC/TN_b-Analytik einfacher, effizienter und sicherer.

- **Alles auf einen Blick:** Probeneingabe und Live-Ergebnisse an einem Ort
- **Langzeitstabile Kalibrierung:** Nur ein Mal im Jahr kalibrieren dank unseres einzigartigen Software-Algorithmus
- **Zeit sparen mit automatisierten Workflows:** Kalibrierung starten und zu fertigen Probenergebnissen zurückkehren
- **Effiziente Laborroutinen:** Autosampler-Platz und Vials sparen, indem Sie ein Vial mit zwei Methoden analysieren
- **Einfache Parameter-Umwandlung:** Konvertieren von TOC-Resultaten in CSB/BSB₅, TIC-Resultaten in CO₂ und weitere
- **Standards erfüllen:** FDA 21 CFR Part 11 konformes Modul für Datenintegrität, Benutzerverwaltung, Audit Trail, u.a.
- **Auf der sicheren Seite:** Automatische Überwachung von Gasdichtigkeit, Wartungsintervallen, Temperaturen, u.a.

Für ältere multi N/C-Geräte sind Software-Upgrades erhältlich.
Kontaktieren Sie unser Team für weitere Informationen!



Erfahren Sie mehr im Video!
www.analytik-jena.de/tocnology



analytikjena
An Endress+Hauser Company