

UV/Vis-Spektroskopie

Automatisierungslösungen
für Industrien mit hohem
Dokumentationsaufwand



Automatisierungslösungen für Industrien mit hohem Dokumentationsaufwand

Ob in Auftragslaboren oder Qualitätskontrolllaboren, bei hohem Probendurchsatz sind Labormanagementsysteme das Mittel der Wahl, um den Überblick zu behalten. Mit der neuen SOAP-Schnittstelle für die SPECORD PLUS UV/Vis-Spektrometer ermöglichen wir Ihnen, unsere Geräte nahtlos in Ihre Softwarestruktur zu integrieren.

Mit Hilfe dieser Schnittstelle können Sie:

- Methoden in Ihrem System generieren und zum Messen verwenden.
- Messungen einer Probe oder Probensequenz auf dem SPECORD PLUS direkt aus dem Labormanagementsystem starten.
- Ergebnisse automatisch auswerten und in das LIMS zurückspielen.

Ihre Vorteile:

- Automatisierte Messungen aus einem Ihnen vertrauten System
- Zentrale Erstellung von Messungen und Datenauswertung
- Vermeidung von Fehlern beim Übertragen von Daten von einem System in ein anderes
- Verringerter Administrationsaufwand, dank zentraler Nutzerverwaltung, Programmverwaltung und Methodenerstellung
- Sicherer Datentransfer über verschlüsselte Verbindungen und eine standardisierte Schnittstelle



Gerne präsentieren wir Ihnen unsere Softwarelösung vor Ort oder online.

Kontaktieren Sie einfach Ihren zuständigen Kundenberater oder unsere Sales-Hotline:

Tel +49 3641 77 7444
sales@analytik-jena.com

© 2024 Analytik Jena GmbH+Co. KG
Änderungen vorbehalten.

Analytik Jena GmbH+Co. KG
Konrad-Zuse-Strasse 1
07745 Jena · Germany

Tel +49 3641 77 70
Fax +49 3641 77 9279
info@analytik-jena.com
www.analytik-jena.com

analytikjena
An Endress+Hauser Company